

MagniLink iMax



Programvaran MagniLink iMax är, i kombination med en läskamera från LVI, ett komplett och unikt synhjälpmedel för Mac-användare. Flera fördelaktiga funktioner gör användningen av din Mac enklare.

Använd din Mac till max!

MagniLink iMax erbjuder förstoring, konturförstärkning, muspekarinställningar och skärmläsning med högkvalitativ talsyntes. Kontrastutjämningsläget ger en klar bild med tydliga kantlinjer och skarp textutjämning, oavsett förstöringsgrad.


Vilket är ditt läge?

Synnedsättningar av olika slag kräver specifika funktioner och inställningar. MagniLink iMax innehåller en rad användbara funktioner för att möta olika behov och ger dig möjlighet att variera skärmläget. Exempelvis finns bildindelning, stöd för dubbla skärmar, helbildsläge, flera högkontrastlägen samt en rund och fyrkantig lins-zoom.

MagniLink + iMax – perfekt synhjälpmedel för Mac-användare!

MagniLink iMax erbjuder, i kombination med våra MagniLink läskameror, en unik helhetslösning för Mac-användare.

Använd programvaran MagniLink iMax för att förstora eller ändra hur innehåll visas i inbyggda appar såsom TextEdit. Använd skärmdelning tillsammans med våra MagniLink läskameror för att förstora föremål såsom böcker och whiteboards.



Funktioner & fördelar

- Den cirkulära och fyrkantiga linszoomen ger dig möjlighet att zooma in till exempel en rubrik på en hemsida, samtidigt som du fortfarande ser bakgrunden.
- MagniLink iMax ger dig full tillgång till alla funktioner på skärmen, som t ex menyfältet.
- MagniLink iMax kommer med högkvalitativa Text-To-Speech röster från Infovox iVox.
- MagniLink iMax kombinerad med våra MagniLink läskameror är ett komplett synhjälpmedel för Mac-användare.

Ytterligare möjligheter

- Den automatiska språkidentifikationen, som kan användas i skärmläsläget, lokaliserar det språk som används i dokumentet eller på hemsidan och ändrar automatiskt talsyntesens inställningar till det aktuella språket.

Testa MagniLink iMax idag!

En 30-dagars gratis demoversion finns tillgänglig för nedladdning på WWW.LVI.SE



MagniLink S - den ideala, handhållna läskameran

Kan lätt bäras mellan hemmet, skolan eller jobbet, och fälls upp och ned på bara några få sekunder. MagniLink S är utrustad med den senaste tekniken för en överlägsen bildkvalitet och kan snabbt och enkelt kopplas till din Mac eller en monitor. Den kan dessutom läsa upp text högt.

Tekniska specifikationer

Modell	MLIMAX-SE
Kompatibilitet	MagniLink S, MagniLink Vision
Systemkrav	Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard) Mac v1.1 SW eller senare
Röster	Högkvalitativa Text To Speech (TTS) från Acapela (InfoVox iVox)
Förstoring	1,5 - 36 x
Språk	Danska, engelska, finska, franska, holländska, norska, spanska, svenska, tyska
Färglägen	Naturliga färger, inverterad bild och 4 olika artificiella färger
Förstoringslägen	Delat skärmläge, support för dubbla skärmar, helbildsläge, flera högkontrastlägen, cirkulär och fyrkantig lins
Filtyper som stöds för skärmläsning	Text, Word, HTML, PDF, ODT och RTF
Uppdateringar	Gratis uppdatering inom version

LVI är certifierat enligt ISO 14001 & 9001. MagniLink iMax är utvecklat för LVI Low Vision International AB av AssitiveWare. MagniLink iMax är ett registrerat varumärke ägt av LVI Low Vision International AB. Alla rättigheter är reserverade. MagniLink iMax är kopieringsskyddat av Assistiveware 1996-2011. InfoVox iVox © 2006-2010 registrerat till Acapela Group. Apple Macintosh och Mac OS X är varumärken tillhörande Apple, Inc., registrerat i USA och andra länder. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhörande sina respektive ägare.

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN



LVI är certifierat enligt ISO 14001 & 9001.

Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE