


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Skole



- | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | LED-indikator | 8 | Høykontrastmoduser |
| 2 | Av/På | 9 | Bildedelingsinnstillinger |
| 3 | Justering av kontrast | 10 | Kameravalg |
| 4 | Autofokus av/på | 11 | Egendefinerte innstillinger |
| 5 | Forstørrelsesknapper (+/-) | 12 | Panorering av avstandskamera |
| 6 | Referanselinje/Persienner | 13 | Bildedelingsveksler |
| 7 | Fargebilde/Gråtoner | 14 | Justering av bildedelingstørrelse |
| | | 15 | Horisontalt/vertikalt delt skjerm |

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.