


MagniLink Programvare



Tilpass det beste du vil!

MagniLink programvaren brukes til å vise bilder fra ditt MagniLink lesekamera, og du velger programvare basert på hvilken datamaskin du har - PC, Mac eller Chromebook. Det er med programvaren du styrer lesekameraets egenskaper som forstørrelsegrad, kunstige farger og lysnivå. Programvaren gir deg også mulighet til individuelle tilpasninger for den beste opplevelsen!

Funksjonalitet

De tre programvarene MagniLink PCViewer, MagniLink MacViewer og MagniLink ChromeViewer er ikke helt identiske men har mange funksjoner som er de samme, for eksempel:

- Ulike farge- og lysinnstillinger.
- Ulike forstørrelsesgrader.
- Låsbar autofokus.
- Ta og vise bilder.
- Spille inn og vise videoopptak.
- Speilvende, rotere og fryse bilder.
- Ulike hjelpelinjer som gjør lesingen enklere
- Styring av funksjonene på ulike måter. Enten via menyer, hurtigtaster på tastaturet eller knapper på lesekameraets kontrollpanel.
- Konfigurering av egne hurtigtaster.
- Kamerabildet plassert øverst/lengst frem blant alle åpnete applikasjoner.
- Velge flere aktive visninger og veksle mellom disse.
- Støtte for motoriserte kameraer i MagniLink AIR-familien (ikke ChromeViewer).
- Støtte for flere videostrømmer og delt bilde mellom dem, f.eks. reversering av flere MagniLink-kameraer (ikke ChromeViewer).
- Notatverktøy med muligheten til å tegne, panorere og forstørre bildet (ikke MacViewer).

Valgfri TTS

Med tilvalget TTS (Text To Speech) for PC, Mac og Chromebook kan du OCR-behandle en tekst og få den opplest. Du kan vise den OCR-behandlede teksten i flere ulike bildevisningsmoduser synkronisert med tale. Det er mulig å OCR-behandle tekst fra et bilde tatt med det tilkoblede MagniLink-kameraet, og det er mulig å forstørre og navigere i OCR-bildet. For PC og Mac kan du også dra andre dokumenter eller lime tekster rett inn i programmet for å få dem OCR-behandlet og lastet opp.

MagniLink PCViewer Standalone

MagniLink PCViewerTM Standalone er en programvare som kan brukes på en Windows-basert PC uten at den er koblet til et MagniLink lesekamera. Med programvaren kan du OCR-behandle dokumenter og få disse opplest av den innebygde talesyntesen. Du kan også vise den OCR-behandlede teksten med eller uten tale i ulike visningsmoduser tilpasset for synshemmede. Ved kjøp av lesekameraet MagniLink S Premium 2 og MagniLink Pro inngår PCViewer, og hvis du velger til TTS, inngår også standalone-funksjonen.

Kompatibel med PC-brukere

MagniLink PCViewer er kompatibel med andre verktøy som ZoomText og SuperNova.



Anbefalte systemkrav

MagniLink PCViewer


- Microsoft Windows 7 eller nyere.
- En integrert USB 3.0-port.
- i5 eller i7 prosessor, 4 GB RAM minne, eksternt grafikkort med minst 512 MB innebygd minne.

MagniLink MacViewer

- Mac Os 10.14 eller nyere.
- En integrert USB 3.0-port.
- i5 eller i7 prosessor, 4 GB RAM minne, eksternt grafikkort med minst 512 MB innebygd minne.

MagniLink ChromeViewer

- En integrert USB 3.0-port
- i5 prosessor.
- 4 GB RAM.



Provista har en helt unik posisjon i det norske markedet for synshjelpemidler på grunn av sin profil som leverandør av kunnskap. ProVista deltar aktivt i utviklingen av nye produkter og kunnskap innen sitt fagområde og arbeider med de aller beste internasjonale produsentene.

Provista er et datterselskap av LVI Low Vision International som er en av verdens ledende produsenter av hjelpemidler for svaksynte og har som mål å skape nye muligheter for folk med redusert synsevne. LVI Low Vision International er sertifisert iht. ISO 14001 og 9001.



PROVISTA
spesialoptikk

Provista AS
Nils Hansens Vei 20
0667 Oslo
Tel: 22 69 61 00
Fax: 47 37 05 86 87
mail@provista.no
WWW.PROVISTA.NO