

MagniLink Zubehör

MagniLink Zip • MagniLink S • MagniLink Vision • MagniLink Pro • MagniLink Tisch



MagniLink Zip

ZUBEHÖR FÜR

MagniLink Zip



XY-table, fix / andock- und entfernbar

Art-Nr.: A (fix)* / MLRT-XY (andock-/entfernbar)

MagniLink Zip fixer oder andockbarer X/Y-Lesetisch mit Reibungsbremsen für bequemes Lesen.



Battery

Art-Nr.: B*

Mit dem integrierten Akku kann das MagniLink Zip bis zu 5 Stunden benützt werden, ohne dass es am Strom angeschlossen werden muss. Akkutyp: Li-Ion-Akku.



USB/HDMI Verbindung

Art-Nr.: C*

MagniLink Zip muss mit mindestens dieser Option bestellt werden falls die Verbindung mit einem Computer gewünscht ist (notwendig für EUC/TTS Software).

USB/HDMI Verbindung und Software

Art-Nr.: D*

Wie oben (Art-Nr C), aber mit Software für den Gebrauch mit dem Computer. Software für PC und Mac wird geliefert auf USB-Stick und Software für Chromebook wird einfach aus dem Chrome Web Store heruntergeladen. Die Software kann nachträglich bestellt werden, sofern das System mit Zubehör C geliefert wird**.



USB/HDMI Verbindung und Software mit TTS

Art-Nr.: E* (PC) / F* (Mac)

Wie oben (Art-Nr D) aber mit Software mit Sprachausgabe (TTS) für den Gebrauch mit dem Computer (PC/Mac)***.



* Muss mit dem Grundmodell bestellt werden.

** Zur separaten Bestellung der Software bitte die Artikelnummer MLV-A101 angeben.

*** Zur separaten Bestellung der Software für PC bitte die Artikelnummer TTS-PC angeben. Zur separaten Bestellung der Software für Mac bitte die Artikelnummer TTS-MAC angeben. Für eine separate Bestellung benötigt das System Zubehör C.

TILLBEHÖR FÖR MagniLink S

ZUBEHÖR FÜR

MagniLink S



TILLBEHÖR

Separates Bedienfeld klein

Art-Nr.: MLS-A100

Separates Bedienfeld mit grossen, kontraststarken taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Lese-/Distanzkamera.



Separates Bedienfeld gross

Art-Nr.: MLV-A110A

Separates Bedienfeld mit grossen, kontraststarken taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Lese-/Distanzkamera. In der C1, C2, C3 Dockingstation enthalten.



Dockingstation (Papierformat bis zu DIN A3)

Art-Nr.: C1 (DVI) / C2 (HDMI) / C3 (ohne Lesetisch)
(MLS-A101 / MLS-A101SPLIT / MLS-A101CLAMP)*

X/Y-Tisch mit Drehsockel für die Kamera und Kabeln für einen PC oder Monitor (DVI / HDMI). Mit externem Bedienfeld, Monitorkabel und Stromadapter. Auch erhältlich ohne Lesetisch.



LVI-Monitor 18,5" mit Netzteil**

Art-Nr.: MLS-A103

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu Ihrem MagniLink S passt.



LVI-Monitor 23" mit Netzteil**

Art-Nr.: MLS-A104

Hochwertiger Monitor von LVI, entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu Ihrem MagniLink S passt.



*Für separate Bestellungen bitte die Artikelnummer in Klammern angeben.

**Monitor-Arm/Monitor-Fuss kann zusätzlich bestellt werden – siehe Seite 6.

Zwei-in-eins Tragetasche

Art-Nr.: MLS-A105 (in Lieferung enthalten)

Clevere 2-in-1 Tragetasche für MagniLink S. Die grössere Tasche bietet Platz für MagniLink S, 15.4" Notebook und andere Dinge. Die kleinere Kameratasche kann auch separat verwendet werden. Details in Kontrastfarbe Orange.



Monitorarm

Art-Nr.: T005

Robuster Monitor-Schwenkarm für LVI- Monitore (MLS-A103/MLS-A104). Die Tischklemme ist inbegriffen.



Monitor-Fuss

Art-Nr.: MLV-A115

Drehbarer und höhenverstellbarer Tischfuss für LVI-Monitore (MLS-A103/MLS-A104).



A4 Lesetisch

Art-Nr.: MLRT

Tragbarer, separater Lesetisch, den man einfach überall hin mitnehmen kann. Papierformat: Bis zu DIN A4.



Splitbox

Art-Nr.: Kontaktieren Sie LVI

Hardware-Splitbox für MagniLink S Computer / Monitor-Modelle. Ermöglicht die Bildschirmteilung zwischen Distanzkamera, Lesekamera und einem Monitor/Computer. Eine separate Distanzkamera kann angeschlossen werden. Vergleichbar mit MLV Splitsystemen.



Distanzkamera

Art-Nr.: MLV-A113

Distanzkamera HD, Splitbox, externes Bedienelement (MLV-A110C) und Kabel.

Die entfernte Kamera kommt mit Säulen und Tischplatten. Als Zubehör gibt es eine Wandhalterung (MLV-A114B) oder Deckenhalterung (MLV-A114D).



Text to Speech Funktion

Art-Nr.: A (TTS-PC)* / B (TTS-MAC)*

Sprachausgabe für MagniLink S MLS-HD / MLS-FHD. Menüs mit Sprach-Rückmeldung. Liest jeden Text laut vor - auch satz-, wort- oder abschnittsweise. Erhöht die Lesegeschwindigkeit und -ausdauer.



Zusätzliche Stimmen für TTS (PC)

Art-Nr.: BE, NL, DK, AU, US, FR, IT, DE, NO, PO, PT, RU, ES, MEES, FI, SE, CAF, HU, RO, BG, CZ, SK, HR, TR, GR, AR, HE

Ihre eigene Landessprache und Englisch sind immer enthalten.

Verfügbare Sprachen, die in derselben Reihenfolge aufgeführt sind wie der Art-Nr oben: Flämisch, Niederländisch, Dänisch, Australisches Englisch, US-Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Finnisch, Schwedisch, Kanadisches Französisch, Ungarisch, Rumänisch, Bulgarisch, Tschechisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch, Griechisch, Arabisch, Hebräisch.



ZUBEHÖR FÜR

MagniLink **Vision**



LVI-Monitor 18,5"*

Art-Nr.: A1 (MLV-A103)

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zum MagniLink S passt.



LVI-Monitor 23"*

Art-Nr.: A2 (MLV-A104)**

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zum MagniLink S passt.



MagniLink Vision 3-Dreh Bedienfeld

Art-Nr.: B1 (MLV-A106-3)**

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Monitoren mit 3 Drehknöpfen für einfache, taktile Anwendung.



MagniLink Vision 3-Druck Bedienfeld

Art-Nr.: B2 (MLV-A105)**

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Vision-Monitore mit 3 ergonomischen und taktilen Bedientasten. Für Anwender, die einfache Bedienung wünschen.



MagniLink Vision 5-Druck Bedienfeld

Art-Nr.: B3 (MLV-A107)**

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Vision-Monitore mit 5 ergonomischen taktilen Bedientasten mit sanftem und dennoch deutlichem Druckgefühl. Für Anwender, die maximale Kontrolle wünschen und MagniLink Vision optimal nutzen möchten.



* Monitor-Arm/Monitor-Fuss kann zusätzlich bestellt werden – siehe Seite 11.

** Für separate Bestellungen bitte die Artikelnummer in Klammern angeben.

Separates Bedienfeld Lesekamera

Art-Nr.: B4 (MLV-A110A)


Separates Bedienfeld mit grossen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Lese-/Distanzkamera. Dies kann aus Bequemlichkeitsgründen mit einem am Tisch montierten Halter (MLV-A116) genutzt werden.



Separates Bedienfeld Lesekamera/Teilen

Art-Nr.: MLV-A110B

Separates Bedienfeld mit grossen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Lese-/Distanzkamera. In MLVSP-Systemen inbegriffen.



Separates Bedienfeld Lesen/Distanz/Teilen

Art-Nr.: MLV-A110C

Separates Bedienfeld mit grossen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Funktion Lesen/Distanzkamera/Bildschirmteilung. In MLVST-Systemen inbegriffen.



Halter für separates Bedienfeld

Art-Nr.: MLV-A116

Hiermit kann das separate Bedienfeld direkt am Tisch angebracht werden, was zusätzlich Platz auf dem Tisch schafft.



Software

Art-Nr.: C2 (MLV-A101)*

Software für den Gebrauch mit dem Computer (PC/Mac/Chromebook). Software für PC und Mac wird geliefert auf USB-Stick und Software für Chromebook wird einfach aus dem Chrome Web Store heruntergeladen.



Monitor-Arm

Art-Nr.: T005

Robuster Monitor-Schwenkarm für LVI- Monitore (MLS-A103/MLS-A104). Die Tischklemme ist inbegriffen.



Monitor-Fuss

Art-Nr.: MLV-A115

Drehbarer und höhenverstellbarer Tischfuss für LVI-Monitore (MLS-A103/MLS-A104).



MLV Hardware Split-Kit

Art-Nr.: C3 (MLV-A111A)*

Ermöglicht die Bildschirmteilung zwischen Distanzkamera, Lesekamera und einem Monitor/Computer. Die Lösung ist vergleichbar mit MLV Split-Systemen. Umfasst separates Bedienfeld (MLV-110B), Hardware-Splitbox und Kabel.



MLV DVI-Schalter

Art-Nr.: C1 (MLV-A100)

Der DVI-Schalter ermöglicht die Bildschirmumschaltung zwischen zwei verschiedenen Quellen, z. B. zwischen Lesekamera und Computer.



Distanzkamera

Art-Nr.: D3 (MLV-A113)* / D4**

D3: Distanzkamera HD, Splitbox, externes Bedienelement (MLV-A110C) und Kabel.

D4: Wie oben, aber die Splitbox auf dem System montiert.

Die entfernte Kamera kommt mit Säulen und Tischplatten. Als Zubehör gibt es eine Wandhalterung (Art.-Nr. MLV-A114B) oder Deckenhalterung (Art.-Nr. MLV-A114D).



* Für separate Bestellungen bitte die Artikelnummer in Klammern angeben.

** Muss mit dem Grundmodell bestellt werden.

ZUBEHÖR FÜR

MagniLink **PRO**



Kreuztisch für MagniLink PRO

Art-Nr.: A (MLRT-XY)*

Ein portabler und andockbarer Lesetisch mit X / Y Reibungsbremsen. Es ist tragbar und leicht mitzubringen wohin du gehst. Passend für Papiermasse bis A4.



Batterie für MagniLink PRO

Art-Nr.: B (ML-BAT)*

Mit dem Akku kann MagniLink ZIP ohne Netzstecker bis zu 5-9 Stunden genutzt werden. Batterietyp: Li-Ion-Akku. Lieferumfang enthält alle notwendigen Kabel. Ladezeit: 2,5 Stunden. Abmessungen: 18 x 12 x 1,3 cm.



Text to Speech Funktion

Art-Nr.: C (TTS-PC)* / D (TTS-MAC)*

Sprachausgabe für MagniLink PRO. Menüs mit Sprach-Rückmeldung. Liest jeden Text laut vor - auch satz-, wort- oder abschnittsweise. Erhöht die Lesegeschwindigkeit und -ausdauer. Die verfügbaren Sprachen finden Sie auf Seite 7. Verwenden Sie die Artikelnummer C for PC und die Artikelnummer D für Mac bei gemeinsamer Bestellung mit dem System.



ZUBEHÖR

MagniLink **Tisch**



MagniLink Tisch 60 x 80 cm motorisiert

Art-Nr.: PV05-03


Das Design ist auch ideal für Rollstuhlfahrer. Kabel können damit einfach gesammelt und versteckt geführt werden (siehe unten). Die Tischplatte aus Birkenlaminat ist 80 cm breit und 60 cm tief. Der Tisch ist mit einem silbernen Ständer und einem kompletten Satz Rollen versehen, von denen zwei feststellbar sind. Motorisierte Höheneinstellung für maximalen Komfort. Der Ständer hat das Design einer Säule. Die Höhe kann im Bereich von 50 bis 83 cm eingestellt werden.



Kabelhalterung

Art-Nr.: SHELF / TABLE

Halterung zur Montage unter der Tischplatte. Kabel können damit einfach gesammelt und versteckt geführt werden. Passt zu PV06-01 und PV05-03.



MagniLink Tisch 60 x 60 cm mechanisch

Art-Nr.: F20

Der Tisch F20 passt sich überall an und kann mit vielen unserer Lesegeräte eingesetzt werden. Die Höhe kann einfach von 57 - 79 cm verstellt werden. Die obere Tischplatte misst 60 x 60 cm - eine darunter geführte, seitlich ausziehbare Platte dient als Ablagefläche. Die Lieferung erfolgt teilweise zerlegt in einer flachen Schachtel und enthält auch 4 stabile, robuste Räder.



Mobile Lesehilfe

Art-Nr.: LM / LS

Flexible Unterstützung für Dokumente, Ordner, Broschüren, Bilder und dergleichen. Winkel und Höhe verstellbar. Frei verwendbares Zubehör für alle Arbeiten mit Dokumenten. Gewicht: 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS)
Abmessungen: 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm (LS)



LVI bietet eine breite Palette von einzigartigem Zubehör, wodurch unsere Produkte noch nützlicher, effektiver und praktischer werden. Ein anschauliches Beispiel ist die Dockingstation für MagniLink S mit integrierter Kabelführung an der Rückseite, die das tragbare MagniLink S im Handumdrehen in ein vollständiges Video-Vergrößerungssystem verwandelt. Eine grossartige Lösung für alle, die das Gerät an verschiedenen Standorten verwenden.

Ein anderes Beispiel ist unsere TTS Software, welche es erlaubt, mehrere MagniLink-Geräte

mit einer Sprachausgabe zu verwenden - sowohl mit Windows wie auch mit Mac Computern.

Unser Zubehör wird eingehend getestet und passt von Funktion und Design her zu unseren MagniLink-Produkten. Es soll Ihnen erleichtern, ein Produkt zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Wünschen voll und ganz entspricht.

In der Preisliste finden Sie ausser Preisen auch eine vollständige Liste von Zubehör von LVI. Sie können sich jederzeit mit Fragen an uns wenden. Wir helfen Ihnen gern!

LVI ist einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten für sehbehinderte Menschen und verfolgt das Ziel, Menschen mit Sehbehinderungen das Leben Tag für Tag einfacher zu machen.

Wir sind gemäss ISO 14001 und 9001 zertifiziert.



Niederlassung in der Schweiz:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE